

Carattere:	Sistema isoenzimatico: GPI (Glucose Phosphate Isomerase)	Codes N°
Caractère:	Système isoenzymatique: GPI (Glucose Phosphate Isomerase)	OIV 701
Merkmal:	Isoenzymssystem: GPI (Glucose Phosphate Isomerase)	
Characteristic:	Isoenzyme system: GPI (Glucose Phosphate Isomerase)	
Carácter:	Sistema isoenzimatico: GPI (Glucose Phosphate Isomerase)	

Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispielsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Furmint B | 7. Kober 5BB | 13. Fercal |
| 2. Cabernet franc N | 8. Teroldego N, Brachetto N | 14. Violla |
| 3. Tempranillo N | 9. Syrah noir N | |
| 4. Grenache noir N | 10. Cinsaut N | |
| 5. Chardonnay B | 11. Catawba | |
| 6. Sauvignon B | 12. 420 A | |

Indicazioni / Définitions / Definitionen / Definitions / Indicaciones:

- I:** L'analisi isoenzimatica viene realizzata utilizzando dei campioni di foglie e un gel di amido di patata come supporto per l'elettroforesi
- F:** L'analyse isoenzymatique vient réalisée en utilisant des échantillons de feuilles et un gel d'amidon de pomme de terre comme support pour l'électrophorèse.
- D:** Für die Isoenzymanalyse werden Blattproben und ein Kartoffelstärkegel als Grundlage für die Elektrophorese benötigt.
- E:** The isoenzyme analysis is carried out by using leaf samples and potato starch gel as support for electrophoresis.
- S:** El análisis isoenzimático se lleva a cabo utilizando muestras de hoja y en gel de almidón de patata como soporte para la electroforesis.

